



Hos-CanR Lite

導入マニュアル

Ver.1.0

■ 更新履歴

バージョン	改訂日付	改訂内容
Ver.1.0	2026/02/01	初版

■ 目次

1. Hos-CanR Lite について	1
2. Hos-CanR Lite の利用までの流れ	2
3. Hos-CanR Lite のシステム要件など	3

データの表示画面等に表示された人名及びがん登録情報はマニュアル作成用の架空のデータであり、
実在の人物および個人情報ではありません。

1. Hos-CanR Lite について

Hos-CanR Lite は、国立がん研究センターが提供する全国がん登録の業務を支援するためのシステムで、利用者の自己責任・無保証であることを前提に医療機関に限り無償にてご利用いただけます。

Hos-CanR Lite を使用することで、以下のようなことが可能です。

- ・がん患者情報の登録および外部システムから出力された CSV ファイルの取り込み
- ・登録されたがん患者情報の参照および指定した条件によるデータの抽出
- ・全国がん登録届出に必要な形式もしくは施設独自の形式でのデータの出力
- ・がん患者情報の登録内容のエラーチェック(品質管理)

○実際の画面例

The screenshots illustrate the following key features of Hos-CanR Lite:

- Data Management:** Viewing and filtering a list of cancer patient records with various attributes like registration ID, name, and birth date.
- Search Functionality:** Utilizing search filters to locate specific patient records based on criteria such as registration number or name.
- File Output Configuration:** A guided process to set up the export of data into CSV files, including selecting the output format and file naming conventions.
- Quality Control:** Implementing error checks on the registration data to ensure accuracy before export.

2. Hos-CanR Lite の利用の流れ

Hos-CanR Lite の利用については以下のような流れで行います。

(1) Hos-CanR Lite ポータルサイトに登録

Hos-CanR Lite の利用についてはポータルサイトへの登録が必須となります。

<https://jhcr.ganjoho.jp/hoscanrlite/info.aspx> より登録を行ってください。

(2) Hos-CanR Lite のダウンロードおよびインストール

ポータルサイトへの登録完了後、<https://jhcr.ganjoho.jp/hoscanrlite/login.aspx> へログインいただくことで、インストーラー(exe)やマニュアルなどのダウンロードが可能となります。

インストーラーを導入予定の端末へダウンロードいただき、マニュアルを参照の上インストールを行ってください。

(3) Hos-CanR Lite の利用開始

インストール完了後、Hos-CanR Lite の利用が可能となります。

システム管理やデータの登録手順、各種機能についてはポータルサイトに掲載のマニュアルにて説明しておりますので、参照の上ご利用ください。

(4) Hos-CanR Lite のバージョンアップ

Hos-CanR Lite の修正や機能追加に伴い、定期的にバージョンアップのためのツールをリリースしております。

ポータルサイトに掲載されているサービスパック(SP)が該当のツールとなりますので、最新版がリリースされた際は、サービスパックのダウンロードおよびマニュアルを参照の上インストールを行ってください。

(5) Hos-CanR Lite の利用に関する不明点

Hos-CanR Lite の利用に関して不明点が出た場合、

まずはポータルサイト内の[Q&A]および掲載のマニュアルをご確認ください。

解消しない場合はポータルサイト内の[お問い合わせ]よりお問い合わせいただくことも可能です。

3. Hos-CanR Lite のシステム要件など

Hos-CanR Lite をインストールする端末について、以下のシステム要件を満たしている必要があります。

構成名	
オペレーティングシステム	Windows 11
	Windows Server2016
	Windows Server2019
	Windows Server2022
ビット数	64bit
物理メモリサイズ	512MB以上(1GB以上推奨)
システムドライブ(C:)容量	6GB以上(9GB以上推奨)
インストール先ドライブ(C:)容量	6GB以上(9GB以上推奨)
コンポーネント	.NET Framework 3.5および.NET Framework 4.7.2以上
	.NET Framework 4.7.2 Language Pack 以上
	Windows Installer 4.5以上 (インストールされていない場合は、Hos-CanR Liteから Windows Installer 4.5をインストールすることができる)
	Active Xコントロール

Hos-CanR Lite をインストールする際は、管理者権限の付与されたアカウントでログインし作業を実施してください。

Hos-CanR Lite をインストールする端末のコンピュータ名とログインユーザー名が同じ場合、インストールすることができません。

この場合、別の管理者権限の付与されたユーザーでログインしインストール作業を実施するか、コンピュータ名を変更してからインストール作業を実施してください。

セキュリティソフトやファイアウォール、ポリシーなどの影響で正常にインストールができない場合がございます。その場合は、システム担当者やセキュリティ担当者へご相談の上、設定変更などの対応を行ってください。

※Hos-CanR Lite の導入に関してご不明点などございましたら、

国立がん研究センター がん登録センターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先 hoscan-L@ml.res.ncc.go.jp